

**English: INSTRUCTIONS FOR USE ICB® Bone Block Allograft / ICB® Cortical Bone Particulate Allograft / ICB® Cancellous Bone Particulate Allograft**

**DESCRIPTION:** ICB® bone allograft is a 'Donated Human Tissue' derived from musculoskeletal tissue supplied by US - based tissue banks in accordance with the guidelines of the American Association of Tissue Banks (AATB) and the Food and Drug Administration's (FDA) applicable Code of Federal Regulations (21 CFR1270 & 1271). The musculoskeletal tissue is processed to remove cells that can solicit a potential immune reaction through a patented method while preserving the remaining bone components and structure. The bone is frozen at -70 °C and subject to gamma sterilization using a dose of 25 to 38 kGy, to render the allograft non-viable and sterile. Dosimetric Release is performed to assure the absence of bacterial and fungal pathogens. The bone allografts are supplied to licensed dental surgeons, implantologists and periodontists only.

**Warning: DO NOT RESTERILIZE.** RMTB does not recommend resterilization of the bone allograft as resterilization may result in structural damage and functional impairment of the allograft.

**Warning:** For single patient use only in one patient.

**INDICATIONS / INTENDED USE:** ICB® bone allografts are indicated for oral surgery bone grafting procedures in dental procedures where there is a need to correct, restructure, fill / support, rebuild, repair and / or replace bone due to bony defects or deficiencies or bone loss.

**CONTRAINDICATIONS:** ICB® bone allografts are contraindicated in patients not considered fit and suitable to undergo reconstruction of bony defects due to bone loss with bone grafting procedures.



Rocky Mountain Tissue Bank (RMTB)  
2993 S Peoria St. Suite 390, Aurora, Colorado, 80014

**PATIENT SELECTION:** Ensure patients receiving ICB® bone allografts are evaluated in terms of medical history, medications and overall health and can meet proper hygiene and follow-up requirements. **REGULATORY STATUS:** Bone grafts are regulated domestically and internationally by laws governing human tissues and cells. The allografts are processed in accordance with the prevailing (international and domestic) requirements for the procurement and processing of banked human tissues (e.g. US FDA 21 CFR 1270 and 1271; EU Directive 2004/23/EEC; other international directives) and relevant standards and guidelines on tissue banking set by the AATB and / or national regulatory agencies. Processing of the donor tissue, laboratory testing and careful donor screening minimize the risks of the donor tissue transmitting disease to the patient. No long-term studies have been conducted to evaluate the carcinogenic or mutagenic potential or reproductive impact of the clinical application of the bone allografts.

**DONOR SCREENING AND TESTING:** Donor tissue undergoes detailed testing and screening to assure its safety. Blood, serum and tissue samples from donors are screened by an FDA registered and certified laboratory working to CLIA (42 CFR 493) or have met equivalent requirements as determined by the Centers for Medicare and Medicaid Services, and found to be negative when tested for:

- Antibody to human immunodeficiency virus (HIV) types 1 and 2 (anti-HIV-1 and anti-HIV-2)
- Nucleic acid test (NAT) for HIV-1 (HIV-1 NAT)
- Hepatitis B surface antigen (HbsAg)
- Nucleic acid test (NAT) for the hepatitis B virus (HBV NAT)
- total antibodies to hepatitis B core antigen (anti-HBc-total)
- Antibody to the hepatitis C virus (anti-HCV);
- nucleic acid test (NAT) for HCV (HCV NAT)
- Antibodies to human T-lymphotropic virus (anti-HTLV-1 & HTLV-II)
- Syphilis (RPR or VDRL);

Tests used are approved by the appropriate regulatory authorities (e.g. US FDA).

Donor eligibility is determined by careful donor screening including history (medical and social), physical examination, cause of death, serology, microbiology and show negative for presence of infectious diseases, malignancies and degenerative neurological diseases of unknown etiology. RMTB upon receipt of musculoskeletal donor tissue reviews donor screening and testing records. Existing tests as conducted cannot provide absolute assurance that human source material will not transmit disease. **HOW SUPPLIED:** The donor tissue is aseptically processed under controlled conditions. The bone block is double packaged in inner / outer pouches in an inert atmosphere. The cancellous and cortical bone particulates are packaged in a external vial containing an inner vial with the bone particulates. The allografts are hydrated within their packaging. The inner packaging is sterile and can be placed in surgical field. Each allograft is labelled with size, dimensions and thickness ranges. Vials have color coded seals corresponding to bone type and measurement in grams.

**STORAGE:** The allografts are shipped hydrated and at room temperature (18°C to 25°C). The allografts are to be stored at room temperature in a controlled environment. The expiry date for the allograft is found on the outer label and designated as (yyyy-mm-dd).

**WARNINGS and PRECAUTIONS**

- Do NOT use the allograft if packaging is damaged, perforated or torn.
- Do NOT use the allograft if upon opening the allograft is no longer hydrated.
- Do NOT rehydrate the allograft if dried out. Discard unused or residual allograft in accordance with institutional guidelines or national rules concerning biological waste.
- Do NOT place the outer package in the sterile field. Only the inner pouch and vial are sterile.
- POTENTIAL ADVERSE EFFECTS**
- Sequelae due to surgery or surgical technique
- Opening of incision site due to suture release.

**IMPLANTATION**

1. Prior to surgery, standard precautions should be taken to minimize oral bacteria and potential for inflammation or infection due to migration of oral bacteria into surgical site.
2. Open the packaging.
3. Keep the outer packaging out of the sterile field placing the sterile inner packaging in the sterile field.
4. Prepare the implantation site. Ensure that the ICB® bone allografts come in contact with a well vascularized implant bed.
5. Aseptically transfer the bone allograft to the implantation site. When implanting the ICB® bone allograft minimize soft tissue trauma.
6. Close the implantation site passively for optimal healing results.
7. Unless infection or necrosis occurs that could necessitate removal of the allograft, the implantation site should not be disturbed until it has time to heal.

**TRACEABILITY:** Information on implantation is required for traceability to comply with relevant regulatory requirements for human tissue and cells. Complete the tissue tracking form supplied with each ordered allograft. The information requested complies with data protection requirements as it uses anonymized patient information. Follow the instructions on the tissue tracking form and return as directed.

**CUSTOMER SERVICE:** For questions and concerns and to report potential incidents occurring with the bone allografts, contact your local tissue establishment or distributor who supplied the ICB® bone allografts.

**DEFINITIONS SYMBOLS**

- Prescription only
- Do not use if damaged
- Read instruction for use / Consult instruction for use-
- Sterile / gamma radiation
- Use by date
- Lot number
- Processed by
- Storage temperature

**Español: INSTRUCCIONES DE USO Alojamiento óseo de bloque ICB® / Alojamiento particulado de hueso cortical ICB® / Alojamiento particulado de hueso esponjoso ICB®**

**DESCRIPCIÓN:** El alojamiento óseo ICB® es un "tejido humano procedente de donaciones" que se obtiene a partir de tejido musculoesquelético proporcionado por

los bancos de "tejidos de Estados Unidos, respetando las directrices aprobadas por la Asociación Americana de Bancos de Tejidos (AATB, American Association of Tissue Banks) y las normativas federales estadounidenses aplicables de la Food and Drug Administration norteamericana, (en concreto, la 21CFR1270 & 1271). El tejido musculoesquelético se procesa para conseguir la eliminación de las células que pueden provocar una reacción inmune, utilizando para ello un método patentado que preserva los restantes componentes del hueso así como su estructura. El hueso se congela a -70 °C y se somete a esterilización gamma con una dosis de 25 a 38 kGy para que el alojamiento sea inviable y estéril. Se realizan una liberación dosimétrica sobre cada lote para garantizar la ausencia de patógenos bacterianos y fúngicos. Sólo proporcionamos los alojamientos óseos a especialistas en periodontología, implantología y cirujanos odontológicos.

**Advertencia: NO REESTERILIZAR.** RMTB no recomienda resterilizar el alojamiento óseo ya que tal resterilización puede provocar el deterioro estructural y funcional del alojamiento.

**Advertencia:** Para uso en un solo paciente.

**INDICACIONES DE USO / USO INDICADO:** Los alojamientos óseos ICB® están indicados para los procedimientos de injerto en cirugía oral y odontológica donde sean necesarios para corregir, reestructurar, llenar o apoyar, reconstruir, reparar o sustituir huesos debido a defectos óseos o deficiencias o pérdida de hueso.

**CONTRAINDICACIONES:** Los alojamientos óseos ICB® están contraindicados en pacientes que no cumplen los criterios necesarios para someterse a la reconstrucción de los defectos óseos resultado de la pérdida de hueso, mediante procedimientos reparadores con injerto óseo.

**SELECCIÓN DE LOS PACIENTES:** Asegúrese de que los pacientes que van a recibir los alojamientos óseos ICB® han sido objeto de evaluación de su historial médico, en cuanto a posibles medicaciones y de su estado general de salud, y que pueden cumplir los requisitos correspondientes de higiene y seguimiento.

**ESTATUS NORMATIVO:** Los injertos óseos están sometidos a regulación, en el ámbito nacional e internacional, mediante leyes aplicables a los tejidos y células humanas. Los alojamientos se procesan conforme a los requisitos nacionales e internacionales vigentes y aplicables a la extracción y procesamiento de tejidos humanos para bancos de donación (por ejemplo, las normas 21 CFR 1270 y 1271 de la FDA de los Estados Unidos, las Directivas de la EU 2004/23/EEC; y otras directivas internacionales) así como por las normas y directrices aplicables a los bancos de tejidos aprobadas por la AATB y/o las agencias nacionales normativas. El procesamiento de tejido de donantes, las pruebas de laboratorio y los análisis rigurosos de selección de los donantes realizados reducen al mínimo el riesgo de que los tejidos procedentes de las donaciones transmitan enfermedades a los pacientes. No se han realizado estudios a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico o mutagénico o el impacto sobre la reproducción de la aplicación clínica de los alojamientos óseos.

**ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LOS DONANTES:** Las muestras sanguíneas, séricas y de tejidos procedentes de los donantes se analizan en un laboratorio certificado que trabaja según la norma FDA y CLIA (42 CFR 493) o han satisfecho requisitos equivalentes para los laboratorios y se ha determinado que presentan resultados negativos en los análisis de:

- Anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), tipos 1 y 2 y NAT para VIH
- Antígeno de superficie de la hepatitis B (HbsAg)
- NAT para VHB;
- Anticuerpo frente a la hepatitis B (VHB), hepatitis B core (HBc, total)
- Anticuerpo frente a la hepatitis C (VHC)
- NAT para VHC
- Anticuerpo frente al virus linfotrópico T humano (VLTH) de los tipos I y II
- Sífilis (RPR o VDRL)

Los ensayos usados son aprobados por las autoridades normativas correspondientes (por ejemplo, la FDA de los EE.UU.) La aptitud de los donantes viene determinada por un examen, análisis y selección adecuados de los donantes donde se incluye su historial (médico y social), su examen físico, causa de la muerte y resultados de los análisis serológicos y microbiológicos, con resultados negativos en cuanto a la presencia de enfermedades infecciosas, malignas y enfermedades neurológicas degenerativas de etiología desconocida. RMTB, al recibir el tejido musculoesquelético del donante, revisa los registros correspondientes al proceso de análisis y selección al que fue sometido. Las pruebas disponibles en la actualidad, tal y como se realizan, no pueden ofrecer una garantía absoluta de que el material procedente de seres humanos no transmite enfermedades.

**CÓMO SE SUMINISTRA:** El tejido del donante se procesa en condiciones de asepsia y de estricto control. El bloque de hueso está empaquetado por partida doble en bolsas interna/externa, en un atmósfera inerte. Los particulados de hueso cortical y

esponjoso están envasados en un vial externo que contiene otro vial, interno, donde se encuentran estos particulados. Los alojamientos se encuentran hidratados en el interior de su embalaje. El embalaje interno es estéril y puede colocarse sobre el campo quirúrgico. Cada alojamiento está etiquetado con el tamaño, las dimensiones y los intervalos de grosor. Los viales tienen unos sellos con codificación mediante colores que corresponden al tipo de hueso y las mediciones en gramos.

**ALMACENAMIENTO:** Los alojamientos se envían hidratados y a temperatura ambiente (18° C a 25°C). Los alojamientos se deben almacenar a temperatura ambiente en un entorno controlado. La fecha de caducidad (yyyy-mm-dd) del alojamiento se encuentra en la etiqueta exterior.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- No utilice ningún alojamiento si el embalaje aparece danado, perforado o roto. No utilice ningún alojamiento si, al abrirlo, el tejido ya no aparece hidratado.
- NO rehidrate el alojamiento si se ha desecado. Deseche el alojamiento sobrante o sin usar según las directrices de su institución o según las normas nacionales referentes a residuos biológicos.
- NO coloque el embalaje externo sobre un campo estéril. Sólo son estériles la bolsa y el vial internos.

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

- Secuelas resultantes de las técnicas quirúrgicas o de cirugía.
- Apertura del punto de incisión debido a que se ha soltado la sutura.

**IMPLANTACIÓN**

1. Antes de la operación, deben tomarse las precauciones estándar para reducir al mínimo las bacterias orales y la posible inflamación o infección debido a la migración de las bacterias de la flora.

2. Bucal al punto quirúrgico.  
3. Abra el embalaje.

4. Mantenga el embalaje externo alejado del campo estéril, colocando el embalaje interno estéril en el campo estéril.

5. Prepare el lugar de implante. Asegúrese de que los alojamientos óseos ICB® entran en contacto con un lecho de implante provisto de buena vascularización.

6. Transfiera el alojamiento óseo al lugar de implante, en condiciones de asepsia. Al implantar un alojamiento óseo ICB®, minimice el trauma en los tejidos blandos.

7. Cierre el punto de implante por medios pasivos para obtener un resultado óptimo en la cicatrización.

A menos que se produzca infección o necrosis que exija la eliminación del alojamiento, el lugar de implante no debería alterarse hasta que haya tenido tiempo de cicatrizar.

**TRAZABILIDAD:** Para conseguir la trazabilidad, es necesario disponer de la información referente a la implantación para cumplir con los requisitos normativos correspondientes para las células y tejidos humanos. Rellene los datos de seguimiento del tejido con el material que se suministra en cada alojamiento comprado. La información que se ha solicitado cumple con los requisitos de protección de datos ya que sólo utiliza datos del paciente de carácter anónimo. Siga las instrucciones que aparecen en el formulario de seguimiento del tejido y remítalo según se indica.

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:** Para preguntas, dudas y comunicación de posibles incidentes con los alojamientos óseos, contacte con las oficinas locales de suministro de estos tejidos o bien al distribuidor que ha suministrado los alojamientos óseos ICB® .

**SÍMBOLOS Y DEFINICIONES**

- Prescripción
- No usar si está dañado
- Lea las instrucciones de uso / Consulte las instrucciones de
- uso Estéril / radiación gamma
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Procesado por
- Temperatura de almacenamiento

**Deutsch: GEBRAUCHSAANWEISUNG ICB® Knochenblock-Allotransplantat/ICB® Kortikalis-Partikel Allotransplantat / ICB® Spongiosa-Partikel Allotransplantat**

**BESCHREIBUNG:** Das allogene ICB® Knochentransplantat ist ein aus muskuloseskeletalem Gewebe gewonnenes 'humanes Spendergewebe', das von den USA ansässigen Gewebebanken in Übereinstimmung mit den Richtlinien der mit den Richtlinien des Interessenverbands der amerikanischen Gewebebanken (American

Association of Tissue Banks, AATB) und dem geltenden und den geltenden amerikanischen gesetzlichen Vorschriften (21 CFR 1270 und 1271) der Food and Drug Administration (FDA) in den USA geliefert wird. Das muskuloseskelettale Gewebe wird mithilfe eines patentierten Verfahrens verarbeitet, um Zellen zu entfernen, die eine mögliche Immunreaktion hervorrufen können, wobei die restlichen Knochenbestandteile und -strukturen erhalten bleiben. Der Knochen wird auf -70 °C tiefgefroren und mittels Gamma-Strahlen mit einer Dosis von 25 bis 38 kGy sterilisiert, um das Allotransplantat in einen lebensfähigen und sterilen Zustand zu versetzen. Für jede Charge erfolgt eine dosimetrische Freigabe, um zu gewährleisten, dass keine bakteriellen und fungalen Krankheitserreger auftreten. Die allogenen Knochentransplantate werden ausschließlich an zugelassene Zahnärzte, Implantologen und Parodontologen geliefert.

**Warnung: NICHT RESTERILISIEREN.** RTMB rät von einer Resterilisation des Allotransplantats ab, da eine Resterilisation zu Strukturschäden und funktionellen Schädigungen am Allotransplantat führen kann.

**Warnung:** Nur einmalig bei einem Patienten verwenden.

**INDIKATIONEN/VERWENDUNGSZWECK:** allogene ICB Knochentransplantate sind indiziert für Knochentransplantationen in der Kieferchirurgie für Zahnbefindungen, bei denen Knochen aufgrund von Knochendefekten oder -schäden oder Knochenschwund korrigiert, rekonstruiert, gefüllt/unterstützt, erneuert, ausgebessert und/oder ersetzt werden müssen. **KONTRAINDIKATIONEN:** Allogene ICB Knochentransplantate sind kontraindiziert bei Patienten, die nicht gesund sind und für eine Rekonstruktion von knochendefekten aufgrund von Knochenschwund Mithilfe von knochentransplantationen nicht in Frage kommen.

**AUSWAHL DER PATIENTEN:** Achten Sie darauf, dass Patienten, die ICB Knochentransplantate bekommen, in Bezug auf ihre Krankengeschichte, ihre medizinischen Behandlungen und ihren allgemeinen Gesundheitszustand beurteilt werden und daß sie angemessene Hygiene- und Nachsorgeanforderungen erfüllen.

**REGELUNGSSTATUS:** Knochentransplantate werden innenpolitisch und international durch für menschliches Gewebe und Zellen maßgebliche Gesetze geregelt. Die Allotransplantate werden in Übereinstimmung mit den aktuellen (internationalen und innenpolitischen) Anforderungen für die Beschaffung und Verarbeitung von gelagerten menschlichen Geweben (z. B. US 21 CFR 1270 und 1271; EU-Richtlinien 2004/23/EWG und andere entsprechende internationale Richtlinien) und relevanten Studien zur Bewertung des karzinogenen oder Mutagenen Potentials oder des reproduktiven Einflusses einer klinischen Anwendung der allogenen Knochentransplantate durchgeführt.

**SPENDER-SCREENING UND UNTERSUCHUNGEN**

Um die Sicherheit des Spendergewebes zu gewährleisten, durchläuft es mehrere Screening- und Untersuchungsschritte. Blut-, Serum- und Gewebepröben der Spender werden durch ein FDA-registriertes und CLIA (42 CFR 493) Labor, oder äquivalente Laboranforderungen erfüllt, überprüft und als negativ befunden, wenn sie auf folgendes getestet werden:

- Antikörper gegen das menschliche Immunschwachevirus (HIV) Typ 1 und 2

unter inerter Atmosphäre verpackt. Die Spongiosa- und Kortikalspartikel sind in einer Außenbehälter verpackt die einen Innenbehälter partikulierten Knochen enthält. Die einen Innenbehälter mit den ihrer jeweiligen Verpackung hydratisiert. Die Allotransplantate werden in und der Innenbehälter sind steril und können in das Operationsfeld eingebbracht werden. Für jedes Allotransplantat sind Größe, Abmessungen und Dickenbereiche angegeben. Behälter haben farbcodierte Versiegelungen, die dem Knochentyp und der Maßeinheit in Gramm entsprechen.

**LAGERUNG:** Die Allotransplantate werden hydratisiert und bei Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C) versandt. Die Allotransplantate sind bei Raumtemperatur in einer kontrollierten Umgebung zu lagern. Das Verfallsdatum (yyy-mm-dd) für das Allotransplantat befindet sich auf dem Außenetikett.

#### WARNUNGEN und VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Allotransplantat NICHT verwenden, wenn die Außentasche oder die Transportröhre während des Versands oder der Lagerung beschädigt, perforiert oder zerrissen wurden.
- Das Allotransplantat NICHT verwenden, wenn das Material bei Öffnung nicht mehr hydratisiert ist.
- Das Allotransplantat NICHT rehydrieren wenn es ausgetrocknet ist. Entsorgen oder vernichten Sie alle nicht verwendeten oder verbleibenden Allotransplantate in Übereinstimmung mit nationalen Bioabfall- oder Umweltbestimmungen.
- Die Außenverpackung NICHT in das sterile Feld bringen. Nur die Innentasche und der Innenbehälter sind steril.

#### MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

- Folgeschäden durch Operation oder Operationsverfahren
- Öffnen der Inzisionsstelle durch Lösen des Nähfadens

#### VERWENDUNG


1. Vor der Operation sind Standard-Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um ein Vorkommen oraler Bakterien und somit die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung oder Infektion aufgrund einer Migration oraler Bakterien in die Operationsstelle zu minimieren.
2. Die Verpackung öffnen.
3. Die Außenverpackung aus dem sterilen Bereich heraus halten und die sterile Innenvverpackung in den sterilen Bereich bringen.
4. Implantationsstelle vorbereiten. Sicherstellen, daß die allogenen ICB® Knochentransplantate mit einem gut vaskularisierten Implantatbett in Berührung kommen.
5. Das allogene Knochentransplantat aseptisch in die Implantationsstelle übertragen. Beim Implantieren des ICB® Knochenblock-Allotransplantats den Knochenblock durch sorgfältiges Abrunden der Kanten in die Transplantatstelle einpassen, um Weichteiltrauma zu minimieren.
6. Die Implantationsstelle passiv schließen, um optimale Heilungsergebnisse zu erzielen.
7. Wenn weder Infektion noch Nekrose auftreten, die ein Entfernen des Allotransplantats erforderlich machen, sollte die Implantationsstelle nicht gestört werden, bis sie Zeit zum Abheilen hat.

**RÜCKVERFOLGBARKEIT:** Um die entsprechenden regulatorischen Anforderungen für humane Gewebe- und Zellprodukte zu erfüllen, werden zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit nach dem Distribution Informationen über die Implantation benötigt. Bitte füllen Sie das Geweberückverfolgungsdokument aus, das mit jedem bestellten Allotransplantat mitgeliefert wird.

Die erforderlichen Informationen enthalten anonymisierte Patienteninformationen und erfüllen daher die Datenschutzanforderungen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Geweberückverfolgungsdokument und senden Sie es wie angewiesen zurück.

**KUNDENSERVICE:** Für Fragen und Anliegen und um mögliche Vorkommnisse an den allogenen Knochentransplantaten zu melden, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Gewebebank oder den Händler, der die allogenen ICB® Knochentransplantate geliefert hat.


#### DEFINITIONEN DER SYMBOLE



- Verschreibung



- Bei Beschädigung nicht



verwenden Gebrauchsanweisung



lesen Steril / Gammastrahlung



Verfallsdatum



Chargennummer



- Verarbeitet von

#### - Lagerung bei Raumtemperatur

##### Français: Notice d'instruction

##### Allogreffe osseuse en bloc ICB® / Allogreffe particulaire d'os cortical ICB® / Allogreffe particulaire d'os spongieux ICB®

**DESCRIPTION:** Les allogreffes osseuses ICB® sont constituées de « tissu de donneur humain » dérivé de tissu musculo-squelettique fourni par des banques tissulaires établies aux États-Unis conformément aux directives de l'association américaine pour banques tissulaires (AATB, American Association of Tissue Banks) et au code de réglementations fédérales de la Food and Drug Administration (FDA) applicable (21 CFR 1270 et 1271). Le tissu musculo-squelettique est préparé à éliminer les cellules susceptibles de susciter une éventuelle réaction immunitaire selon une méthode brevetée qui préserve les constituants de l'os, ainsi que sa structure. L'os est congelé à -70°C et stérilisé aux rayons gamma à une dose comprise entre 25 et 38 kGy de manière à rendre l'allogreffe non viable et stérile. Une libération dosimétrique est réalisée sur chaque lot afin de contrôler l'absence d'agents pathogènes bactériens et fongiques. Les allogreffes osseuses sont uniquement vendues à des chirurgiens dentaires et à des spécialistes en implantologie et en parodontie agréés.

**Mise en garde : NE PAS RESTÉRILISER.** RMTB déconseille la restérialisation de l'allogreffe car une restérialisation risque d'engendrer des dommages structurels et une altération fonctionnelle de l'allogreffe.

**Mise en garde:** Pour utilisation chez un seul patient; à usage unique

**INDICATIONS/UTILISATION PREVUE:** Les allogreffes osseuses ICB® sont indiquées pour des procédures de greffe osseuse la chirurgie bucco-dentaire, lorsqu'il est nécessaire de corriger, restructurer, obturer / soutenir, reconstruire, réparer et/ou remplacer l'os suite à des défauts ou déficits osseux ou à une perte osseuse.

**CONTRE-INDICATIONS:** Les allogreffes osseuses ICB® sont contre-indiquées chez les patients qui ne sont pas considérés comme étant de bons candidats à une reconstruction des défauts osseux consécutifs à une perte osseuse par une procédure de greffe osseuse.

**SELECTION DES PATIENTS:** Veiller à ce que les patients receveurs d'une allogreffe osseuse ICB® fassent l'object d'une évaluation portant sur leurs antécédents médicaux, leur utilisation de médicaments et leur état de santé global et soient à même de satisfaire aux exigences en termes d'hygiène et de suivi.

**STATUT RÉGLEMENTAIRE:** Les greffes osseuses sont réglementées aux niveaux national et international par la législation relative aux tissus et cellules humaines. Les allogreffes sont préparés en conformité avec les exigences (internationales et nationales) en vigueur concernant l'obtention et la préparation des tissus humains aux banques tissulaires (par exemple 21 CFR 1270 et 1271 aux États-Unis; directive 2004/23/CE de l'UE et autres directives internationales similaires) et avec les normes et directives applicables aux banques tissulaires fixées par l'AATB et/ou par les autorités nationales de santé.

La préparation du tissu de donneur, les tests en laboratoire et la sélection et évaluation attentive des donneurs minimisent les risques de transmission de maladies aux patients. Il n'y a pas eu d'études à longue durée visant à évaluer le potentiel carcinogène ou mutagène ou l'impact sur les fonctions de reproduction de l'utilisation clinique d'allogreffes osseuses.

**SÉLECTION DES DONNEURS ET TESTS UTILISÉS:** Le tissu de donneur subit des tests diverses et d'exams de dépistage afin d'en assurer la sécurité. Des échantillons de sang, de sérum et de tissus des donneurs sont examinés par un laboratoire certifié travaillant conformément aux règles du FDA et CLIA (42 CFR 493), ou répondant à des exigences équivalentes pour les laboratoires, et doivent fournir un résultat négatif pour les tests suivants:

- Anti-VIH 1-, 2 et détection du VIH par amplification des acides nucléiques (NAT);
- Hépatite B (HbsAg);
- Détection du hépatite B (HBV) par amplification des acides nucléiques (NAT);
- Anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite B (HBV), partie centrale du virus de l'hépatite B (HBC);
- Hépatite C (HCV);
- Détection du HCV par amplification des acides nucléiques (NAT);
- Anticorps dirigés contre le virus du lymphome humain à cellules T (HTLV) des types I et II;
- Syphilis (test RPR ou VDRL);

Les tests utilisés sont approuvés par les autorités nationales de santé (par exemple la FDA aux États-Unis).

La validité des donneurs est déterminée par une sélection attentive des donneurs incluant une anamnèse (médicale et sociale), un examen clinique, la cause du décès et des analyses sérologiques et microbiologiques et ils doivent être trouvés négatifs pour la présence de maladies infectieuses, de tumeurs malignes et de maladies

neurologiques dégénératives d'étiologie inconnue.

Lors de la réception de tissu musculo-squelettique de donneurs, RMTB contrôle les résultats des tests de sélection des donneurs et des analyses effectuées. Les tests existants tels qu'ils sont réalisés ne permettent pas d'assurance absolue que le matériel d'origine humaine ne transmettra pas de maladies.

**CONDITIONNEMENT:** De tissu de donneur est préparé de manière aseptique dans des conditions contrôlées. Le bloc osseux est conditionné dans un double emballage constitué d'une enveloppe interne et d'une enveloppe externe, sous atmosphère inerte. Les particules d'os spongieux et cortical sont conditionnées dans un flacon externe contenant un flacon interne dans lequel se trouvent les particules des allogreffes osseuses. Les allogreffes sont hydratées dans leur emballage.

L'emballage interne sont stériles et peuvent être introduits dans le champ opératoire. Chaque allogreffe porte une étiquette indiquant les gammes de taille, de dimensions et d'épaisseur. Les fermetures hermétiques des flacons sont identifiées par des codes couleur correspondant au type d'os et à la quantité en grammes.

**CONSERVATION:** Les allogreffes sont livrées hydratées et à température ambiante (18 à 25°C). Les allogreffes doivent être conservées à température ambiante dans un environnement contrôlé. La date de péremption (yyy-mm-dd) de l'allogreffe figure sur l'étiquette extérieure.

#### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas utiliser l'allogreffe si l'emballage est ouvert ou endommagé, perforé ou déchiré.
- Ne pas utiliser l'allogreffe si, lors de l'ouverture d'emballage, l'allogreffe n'est plus hydraté.
- Ne pas réhydrater l'allogreffe si celle-ci a séché. Éliminer toutes les parties inutilisées d'allogreffe conformément aux recommandations en vigueur dans l'établissement ou réglementations nationales relatives aux déchets biologiques.

- Ne pas placer l'emballage extérieur dans le champ stérile. Seuls l'emballage internes sont stériles.
- Ne pas placer l'emballage extérieur dans le champ stérile.

#### EFFETS INDÉSIRABLES

- Séquelles dues à l'intervention chirurgicale ou à la technique chirurgicale.
- Ouverture du site d'incision suite à une rupture des sutures.

#### IMPLANTATION / UTILISATION

1. Avant l'intervention chirurgicale, prendre les précautions usuelles pour réduire la quantité de bactéries dans la cavité buccale et le risque d'inflammation ou d'infection due à la migration dans le site opératoire de bactéries présentes dans la cavité buccale.
2. Ouvrir l'emballage.

3. Laisser l'emballage extérieur en dehors du champ stérile et placer l'emballage intérieur stérile dans le champ stérile.

4. Préparer le site d'implantation. Veiller à ce que l'allogreffe osseuse ICB® se trouve en contact avec un site d'implantation bien vascularisé.

5. Transférer aseptiquement l'allogreffe osseuse vers le site d'implantation. Lors de l'implantation de l'allogreffe osseuse en bloc ICB®, modeler le bloc osseux de manière à ce qu'il s'ajuste au site d'implantation et veiller à arrondir soigneusement les bords de manière à minimiser le traumatisme aux tissus mous.

6. Fermer le site d'implantation passive pour une cicatrisation optimale.

7. Sauf en cas d'infection ou de nécrose nécessitant le retrait de l'allogreffe, ne pas intervenir du site d'implantation et lui laisser le temps de cicatriser.

**TRAÇABILITÉ:** Des informations concernant l'implantation sont requises à des fins de traçabilité, ainsi que pour se conformer aux exigences réglementaires en vigueur concernant les tissus et cellules humaines. Compléter le formulaire de suivi du tissu qui accompagne chaque allogreffe fournie. Les informations demandées sont compatibles avec les exigences en matière de protection des données: les informations concernant le patient sont rendues anonymes. Se conformer aux instructions figurant sur le formulaire de suivi des tissus et le renvoyer comme indiqué.

**SCREENING E VALUTAZIONE DEL DONATORE:** Il tessuto donato viene sottoposto a diversi test e screening che ne attestino la sicurezza. I campioni di sangue, siero e tessuto prelevati dal donatore vengono esaminati da un laboratorio accreditato FDA e CLIA (42 CFR 493) o soddisfano i requisiti equivalenti per i laboratori e sono risultati negativi ai test per:

- anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) di tipo 1 e 2 e NAT per HIV;
- antigeni di superficie dell'epatite B (HbsAg);
- NAT per HBV;
- anticorpi del virus dell'epatite B (HBV), anticorpi contro il core dell'epatite B (totali);
- anticorpi del virus dell'epatite C (HCV);
- NAT per HCV;
- anticorpi contro il virus T-linfotropico umano (HTLV) di tipo 1 e 2;
- sifilide (RPR o VDRL);

I test utilizzati sono approvati dalle apposite autorità normative (ad es. FDA statunitense).

L'adeguatezza del donatore è determinata da un attento screening che tiene conto dell'anamnesi (clinica e sociale), dell'esame obiettivo, della sierologia e la microbiologia e della causa del decesso. Inoltre, lo screening deve risultare negativo in termini di presenza di malattie infettive, tumori maligni e patologie neurologiche degenerative la cui eziologia non è nota. Una volta ricevuto il tessuto vertebrale del donatore, RMTB rivaluta lo screening e i test effettuati, in quanto di per sé non sono in grado di assicurare in modo assoluto che il materiale umano non presenti patologie trasmissibili.

#### - Conservation à température ambiante

##### Italiano: ISTRUZIONI PER L'USO

##### Allotripianto di blocco osseo ICB® / Allotripianto di particelle di osso corticale ICB® / Allotripianto di particelle di osso spongioso ICB®

**DESCRIZIONE:** L'allotripianto osseo ICB® si avvale di tessuto

muscoloscheletrico umano, trapiantato da un donatore, fornito dalle banche dei tessuti statunitensi, in conformità alle linee guida dell'Associazione americana delle Banche dei Tessuti

(AATB, American Association of Tissue Banks) e della Food and Drug

Administration (FDA) e ai sensi del Codice delle Normative Federali statunitense

(Code of Federal Regulations 21 CFR 1270 & 1271). Il tessuto muscoloscheletrico viene processato per rimuovere le cellule che potrebbero stimolare una potenziale

reazione immunitaria mediante un processo brevetto in grado di preservare la struttura e i componenti del tessuto osseo. Il materiale osseo viene congelato a una temperatura di -70 °C e sottoposto a sterilizzazione con raggi gamma a una dose compresa tra 25 e 38 kGy affinché l'allotripianto sia sterile e non vitale. Per assicurare che non vi sia presenza di agenti patogeni di natura batterica o fungina, ogni lotto è sottoposto a rilascio parametrico. Gli allotripianti di tessuto osseo sono forniti a chirurghi odontoiatri, impiantologi e parodontologi autorizzati.

**CONSERVAZIONE:** Gli allotripianti sono trasportati in condizioni di idratazione e a temperatura ambiente (18-25 °C). Devono essere conservati a temperatura ambiente in un luogo controllato. La data di scadenza (yyy-mm-dd) è indicata sull'etichetta esterna.

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non utilizzare l'allotripianto se il sacchetto esterno o il barattolo di trasporto sono stati danneggiati, forati o rotti.
- Non utilizzare l'allotripianto se, al momento dell'apertura della confezione, il materiale non è più idratato.
- Non reidratare l'allotripianto se si è essiccato. Smaltire gli allotripianti inutilizzati in conformità alle normative ambientali locali in materia di rifiuti biologici.
- Non porre la confezione esterna in ambiente sterile. Solo il sacchetto interno e la fiala sono stati sottoposti a sterilizzazione.

#### OTENZIALI REAZIONI AVVERSE

- Sequenze dovute all'intervento chirurgico.
- Apertura del sito di incisione dovuta all'allentamento delle suture

#### USO

1. Prima di intraprendere l'intervento chirurgico, è necessario adottare alcune precauzioni che riducono al minimo la flora batterica orale e le potenziali infiammazioni o infezioni secondarie alla sua migrazione nel sito chirurgico.

2. Aprire la confezione.

3. Mantenere il sacchetto esterno al di fuori dell'ambiente sterile, dove verrà posto il sacchetto interno sterilizzato.

4. Preparare il sito di im